

Kombinationsmatrix WELLNESS-Kollektion

(N = nicht möglich)

Optionen	Optionen												Masse				
	Akkusystem (Ciar)	Akkusystem/Battery back-up (LINAK)	Drehscheibe	Elektrisch verstellbare Kopfstütze (Ciar)	Extra verlängerte Beinstütze	fitMotion (LINAK)	Heizung (Ciar)	Infrarot Handbedienung (Ciar)	Intelli-Gel Sitz	RCPM Sitzsystem (Ciar)	Smart Bedienung (LINAK)	USB/USB-C Ladegerät in Seitentasche	Armlehnenhöhe (AH)	Rückenhöhe (RH)	Sitzbreite (SB)	Sitzhöhe (SH)	Sitztiefe (ST)
Optionen																	
Akkusystem (Ciar)		N				N	N	N		N	N	N					
Akkusystem/Battery back-up (LINAK)	N			N		N	N	N		N	N	N					
Drehscheibe																N < 41 cm	
Elektrisch verstellbare Kopfstütze (Ciar)		N				N		N			N						
Extra verlängerte Beinstütze																N < 44 cm	
fitMotion (LINAK)	N	N		N				N		N	N						
Heizung (Ciar)	N	N							N	N	N						
Infrarot Handbedienung (Ciar)	N	N		N		N					N						
Intelli-Gel Sitz								N									
RCPM Sitzsystem (Ciar)	N	N				N	N				N					N < 39 cm	
Smart Bedienung (LINAK)	N	N		N		N	N	N		N							
USB/USB-C Ladegerät in Seitentasche	N	N															
Masse																	
Armlehnenhöhe (AH)																	
Rückenhöhe (RH)																	
Sitzbreite (SB)																ZH < 40 cm N ZB > 51 cm	
Sitzhöhe (SH)			N < 41 cm		N < 44 cm					N < 39 cm					ZH < 40 cm N ZB > 51 cm		
Sitztiefe (ST)																	

Auf der Vorderseite dieses Verkaufsformulars ist angegeben, welche Optionen und Zubehöre bei diesem Sesselmodell verfügbar sind. Aus dieser Matrix ist ersichtlich, welche Optionen/Zubehöre nicht miteinander kombinierbar sind.

Diese Übersicht der nicht kombinierbaren Optionen wurde von uns möglichst umfassend zusammengestellt. Es ist ratsam, uns immer telefonisch zu kontaktieren, wenn Sie mehrere Optionen auf einem Sessel kombinieren möchten.

Von den nachfolgenden Kombinationen von Optionen/Zubehören raten wir ab:

Wir empfehlen den Bezugsstoff Valencia nicht bei Rückenlehnen und Sitzflächen mit speziellen (weichen) Materialien zu verwenden. Der gewünschte Effekt wird durch die feste Konsistenz von Valencia deutlich verringert. In diesem Fall empfehlen wir Niroxx Inkontinenzstoff.